



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA701
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna

<TableBullet/>LCK306 Bly, 0,1-2,0 mg/L Pb

<TableBullet/>LCK321 Järn, 0,2-6,0 mg/L Fe

<TableBullet/>LCK329 Koppar 0,1-8,0 mg/L Cu

<TableBullet/>LCK337 Nickel, 0,1-6,0 mg/L Ni

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK360 Zink, 0,2-6,0 mg/L Zn

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA