



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA702
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna

<TableBullet/>LCK301 Aluminium, 0,02-0,5 mg/L Al

<TableBullet/>LCK308 Kadmium, 0,02-0,3 mg/L Cd

<TableBullet/>LCK313 Krom (VI), 0,03-1,0 mg/L Cr

<TableBullet/>LCK313 Krom (totalt), 0,03-1,0 mg/L Cr

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO₄

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA