



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA703
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna

<TableBullet/>LCK049 Ortofosfat, 1,6-30 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK114 COD, 150-1 000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCI400 COD, 0-1 000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK303 Ammonium, 2-47 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK339 Nitrat, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N

<TableBullet/>LCK350 Fosfat (orto), 2-20 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK386 TOC, 30-300 mg/L C

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning: ADDISTA Multi-parameter, standardlösning

Lagringsförhållanden: 2 - 8 °C (förvaras i kyl)

Parameter: ADDISTA

Plattform: LCA