



Addista-standardlösning med flera parametrar

Produktnr: LCA704
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Vattenkvalitetstestning. Hur ser du till att analysresultaten alltid är korrekta?

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna:

- LCK153 Sulfat, 40-150 mg/L SO₄
- LCK305 Ammoniak, 1-12 mg/L NH₄-N
- LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
- LCK314 COD, 15-150 mg/L O₂
- LCK340 Nitrat, 5-35 mg/L NO₃-N
- LCK349 Fosfat (orto), 0,05-1,5 mg/L PO₄-P
- LCK385 TOC, 3-30 mg/L C

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning: Addista-standardlösning med flera parametrar
Lagringsförhållanden: 2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Plattform: LCA