



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA706
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för testerna

<TableBullet/>LCK521 Järnspårämnen, 0,01-1,0 mg/L Fe

<TableBullet/>LCK529 Kopparspårämnen, 0,01-1,0 mg/L Cu

<TableBullet/>LCK537 Nickelspårämnen, 0,05-1,0 mg/L Ni

<TableBullet/>LCW032 Mangan, 0,02-5,0 mg/L Mn

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvtest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA