



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA707
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvettesterna

LCK341 Nitrit, 0,015-0,6 mg/L NO₂-N

LCK614 COD, 50-300 mg/L O₂

LCK348 Fosfat (total), 0,5-5,0 mg/L PO₄-P

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvettest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA