



## COD-kyvetttest - ISO 15705, 0-150 mg/L O<sub>2</sub>, 24 tester

**Produktnr:**

**LCI500**

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



### LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

### Exakta koncentrationer av ISO-godkänd formel

#### Oerhört exakta

#### Fördoserade och klara att använda

#### Ingen kontakt med toxiska reagenser

#### Tjänst för avfallshantering/återvinning

---

## Specifikationer

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Antal tester :        | 24 tester, en blank           |
| Beskrivning:          | Kemiskt syrebehov             |
| Instrument:           | DR3900, DR6000, DR1900        |
| Lagringsförhållanden: | 15 - 25 °C (skyddas mot ljus) |
| Mätområde:            | 0 - 150 mg/L O <sub>2</sub>   |
| Metodnamn:            | Dikromat                      |
| Parameter:            | COD                           |
| Plattform:            | LCK                           |
| Standard method:      | ISO 15705                     |
| Uppslutning krävs:    | Ja                            |