



Ortofosfatkyvvettest, 1,6-30 mg/L PO₄-P, 25 tester

Produktnr:

LCK049

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Ortofosfat
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	1,6 - 30 mg/L PO ₄ -P
Metodnamn:	Vanadat-molybdat
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	LCK