



Kromsyrabad, kyvtest, 0,5-450 g/L CrO₃, 25 tester

Produktnr:

LCK213

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Sura krompläteringsbad, galvaniska krombad
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Metodnamn:	Intrinsic Bath Colour-metoden
Parameter:	Kromsyra
Plattform:	LCK