



COD-kyvette, kvicksilverfritt, 0-1 000 mg/L O₂, 25 tester

Produktnr:

LCK214

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Kemiskt syrebehov
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	0 - 1000 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD, kvicksilverfritt
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Obs! Det här testet är bara avsett för Sverige
Uppslutning krävs:	ja