



Nickelsyrabad, kyvette, 5-120 g/L Ni, 25 tester

Produktnr:

LCK237

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Sura nickelpläteringsbad, nickelsulfat- och nickelsulfamatbad
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	5 - 120 g/L Ni
Metodnamn:	Intrinsic Bath Colour-metoden
Parameter:	Nickel
Plattform:	LCK