



Aluminiumkyvetttest, 0,02-0,5 mg/L Al, 24 tester

Produktnr:

LCK301

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Metodnamn:	Chromazurol S
Parameter:	Aluminium
Plattform:	LCK