



Fosfatkyvtest (orto/total), 0,5-5,0 mg/L PO₄-P, 25 tester

Produktnr:

LCK348

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkod för automatisk igenkänning i fotometern och Truecal kalibrering

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Orto-/totalfosfat
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,5 - 5,0 mg/L PO ₄ -P
Metodnamn:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Parameter:	Fosfat, orto + total
Plattform:	LCK
Standard method:	EN ISO 6878
Truecal:	Ja
Uppslutning krävs:	för total P