



Tennkyvtest, 0,1-2 mg/L Sn, 24 tester

Produktnr:

LCK359

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
Beskrivning:	lösligt tenn
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Metodnamn:	Pyridinfluoron (PYF)
Parameter:	Tenn
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Begreppet "lösligt tenn" hänför sig till komplex eller olösta tennföreningar (t.ex. tenn-NTA-komplex) som kan omvandlas till löst form i saltsyra vid förekomst av ett oxidationsmedel. Löst tenn(II)- och (IV)-joner
Uppslutning krävs:	ja