



Zinkkyvtest, 0,2-6,0 mg/L Zn, 24 tester

Produktnr:

LCK360

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Metodnamn:	PAR
Parameter:	Zink
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Vid uppslutning av totalzink används Crack Set LCW902
Upps slutning krävs:	ja, för totalzink