



Zirkoniumkyvtest, 6-60 mg/L Zr

Produktnr:

LCK364

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Det första specifika, lättanvända snabbtestet som hjälper till att utvärdera zirkoniumkoncentrationen under passiveringsprocessen.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Hjälper till att justera rätt mängd av zirkonium i processen

Hjälper till att minimera kemikalieförbrukning och kostnader inom zirkonbaserade belägningsprocesser

Hjälper till att garantera en jämn och hög produktkvalitet

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	6 - 60 mg/L
Metodnamn:	SurTec/Hach-metod
Parameter:	Zirkonium
Plattform:	LCK