



LUMISmini luminescent bakterietest

Produktnr:

LCK487

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Luminescenta bakterier för 90 st toxicitetstest. Konserverade i 10 små provrör, med 50 ml reaktiveringslösning

Specifikationer

Beskrivning:	Luminescenta bakterier för 90 st toxicitetstest. Konserverade i 10 små provrör tillsammans med 50 ml reaktiveringslösning
Lagringsförhållanden:	-18 °C
Metodnamn:	Toxicitet
Parameter:	LUMISMINI luminescent bakterietest
Standard method:	EN ISO 11348 part 2