



Järnspårämnen, kyvetttest, 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 tester

Produktnr:

LCK521

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Behändig hantering med hjälp av rektangulära 50 mm-kyvetter + Dosicaps

Högsta möjliga noggrannhet för analys av koncentrationer i det ultralåga intervallet

Specifikationer

Antal tester :	20
Beskrivning:	Järnspårämnen, 50 mm kyvetttest
Instrument:	DR3900, DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Metodnamn:	1,10 fenantrolin
Parameter:	Järn, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	vid uppslutning av totaljärn används Crack Set LCW902
Uppslutning krävs:	Ja, för totaljärn