



## COD-kyvetttest, 50-300 mg/L O<sub>2</sub>, 25 tester

**Produktnr:**

**LCK614**

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



### LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

### Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkod för automatisk igenkänning i fotometern och Truecal kalibrering

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

---

## Specifikationer

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Antal tester :        | 25                            |
| Beskrivning:          | Kemiskt syrebehov             |
| Instrument:           | DR3900, DR6000, DR1900        |
| Lagringsförhållanden: | 15 - 25 °C (skyddas mot ljus) |
| Mätområde:            | 50 - 300 mg/L O <sub>2</sub>  |
| Metodnamn:            | Dikromat                      |
| Parameter:            | COD                           |
| Plattform:            | LCK                           |
| Truecal:              | Ja                            |
| Uppslutning krävs:    | Ja                            |