



Kromspårämnen (III och VI), kyvetttest, 0,005-0,25 mg/L Cr

Produktnr:

LCS313

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Hach-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Krom VI och totalkrom
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0.005 - 0.25 mg/L Cr, totalt
Metodnamn:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parameter:	Krom, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	för utvärdering krävs 50 mm halvmikrokyvetter
Uppslutning krävs:	Ja, för totalkrom