



Formaldehyd, spårämnen, kyvtest, 0,01-1,0 mg/L H₂CO

Produktnr: LCS325
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.01 - 1.0 mg/L H ₂ CO
Metodnamn:	Acetylaceton
Parameter:	Formaldehyd, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	För utvärdering krävs 50 mm rektangulära halvmikrokyvetter.
Uppslutning krävs:	ja