



Fosfatspårämnen (orto/tot), kyvtest, 0,01-0,5 mg/L PO₄-P

Produktnr:

LCS349

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	orto-/totalfosfat
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Metodnamn:	Fosformolybden blå
Parameter:	Fosfat, orto + total
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	för utvärdering krävs 50 mm halvmikrokyvetter
Standard method:	EN ISO 6878
Uppslutning krävs:	för total P

Obligatoriska tillbehör

- Provcell, 50 mm, rektangulär, PMMA, 10 st (Item LZP341)