



Manganreagenssats, 0,2-5 mg/L/0,02-1,0 mg/L Mn

Produktnr:

LCW032

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Manganreagenssats, 0,2-5 mg/L Mn (rund kyvett eller rektangulär 10 mm-kyvett)/0,02-1,0 mg/L Mn (rektangulär 50 mm-kyvett)

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Reagenssats för mangan
Lagringsförhållanden:	2 °C - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0,2 - 5 mg/L Mn (rund kyvett eller rektangulär 10 mm-kyvett)
Metodnamn:	Formaloxim
Parameter:	Mangan