



Torr termostat LT200 med 2 block, 6 x 13 mm och 4 x 20 mm per block

Produktnr:

LTV082.99.51002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Termostat LT200 för standard- och specialuppslutning

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar

2 separat kontrollerbara uppvärmningsblock med separata skyddshöljen, båda blocken med hål på 6 x 13 mm och 4 x 20 mm

Belyst digital display för återstående tid/temperatur och användarvägledning

3 förprogrammerade och 6 fritt programmerbara lagringsutrymmen

Temperaturinställningar mellan 37 °C och 150 °C i steg om 1 °C, tidsinställning mellan 1 och 480 min

Utmärkt flexibilitet

Utmärkt reproducerbarhet

Enkel att använda

Specifikationer

Antal kyvetter:	8 x 20 mm i diameter
Användargränssnittsspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska
Användarprogram:	6 fritt valda temperatur/tid
Dimension (H x B x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Displaystorlek:	2 x 16 tecken
Displaytyp:	LCD
Displayupplösning:	Punktmatrix, 5 x 7
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, danska, polska
Lagringsförhållanden:	-40 till 60 °C
Matningskrav (Spänning):	115/220 V AC
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115–230 V +5 %/-15 %
Omgivningstemperatur:	10–45 °C
Säkerhetskontroller:	CE, cTUVus

Temperaturstabilitet:	Överensstämmer med EN-, ISO-, EPA-metoder, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Uppvärmningsprogram:	Förprogrammerad för 40 °C, 100 °C, 148 °C och fritt val mellan 37 till 150 °C, 1 till 480 min
Uppvärmningstakt:	Från 20 till 148 °C på 10 minuter
User interface:	3 programknappar
Vikt :	2,8 kg