



Provtagningssond med 10 m slang för Sigmatrax 2

Produktnr: LXV231
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Förser Phosphax sigma och TOCTAX analysatorer med ultraljudshomogeniserade original prover för bestämning av totalfosfor och TOC. Fungerar endast med en styrenhet.

Specifikationer

Arbets temperatur :	-20
Diameter:	184 mm givare
Effektförbrukning :	250 VA
Garanti :	24 månader
Längd:	404 mm sond
Leveranshöjd:	max. 7 m
Omgivningstemperatur:	5 - 30 °C Sample
Slanglängd:	10 m
Vad ingår i leveransen:	Sampling Unit only, requires Sigmatrax 2 control unit
Vikt :	7.5 kg sond med 10 m slang

Vad finns i förpackningen

Sampling Unit only, requires Sigmatrax 2 control unit

Obligatoriska tillbehör

- Sigmatrax 2 Styrenhet provuttag med ultraljuds-homogenisering (Item LXV215)