



Sond (20 m) för Sigmatax 2

Produktnr: LXV232
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

När den nedsänkta provtagningsenheten används pumpas den provvolym som behövs för analysen in utan att komma i kontakt med pumparna.

Provet skickas till en liten glasbehållare i styrenheten och homogeniseras med en ultraljudsgenerator.

Specifikationer

Arbetsstemperatur :	-20
Diameter:	184 mm sond
Effektförbrukning :	350 VA
Garanti :	24 månader
Längd:	404 mm sond
Leveranshöjd:	max. 7 m
Omgivningstemperatur:	5 - 30 °C Prov
Slanglängd:	20 m
Vad ingår i leveransen:	Sampling Unit only, requires Sigmatax 2 control unit
Vikt :	15 kg sond med 20 m slang

Vad finns i förpackningen

Sampling Unit only, requires Sigmatax 2 control unit

Obligatoriska tillbehör

- Sigmatax 2 Styrenhet provuttag med ultraljuds-homogenisering (Item LXV215)