



Pipettspetsar, 1,0-5,0 mL

Produktnr:	LYW787
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Pipettspetsar, 1,0-5,0 mL för variabel pipett, 1,0-5,0 mL, fast pipett, 0,2 mL och elektronisk pipett, 0,2-5,0 mL

Specifikationer

Beskrivning:	Pipettspetsar (1,0-5,0 mL) för BBP065, BBP164 och BBP087
Parameter:	Pipettspetsar
Volym/förpackningsstorlek:	1000 stycken