



## DREL Komplett vattenlaboratorium

Produktnr: LZV729

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Bärbart vattenlaboratorium som innehåller spektrofotometer DR 2800, komplett med batterier och kyvetter, instrumentväska, reagens- och apparatväska, reagenssats och instrumentsats.

Idag måste vi kunna utföra analyser var som helst. Det bärbara laboratoriet innehåller allt som behövs för att garantera att noggranna mätningar kan göras.

Även på fältet finns behov av effektiv mätteknik, praktiska tillbehör och reagenser som är klara att använda. Den integrerade arbetsytan gör det möjligt att utföra analyser på ett säkert och enkelt sätt var som helst.

**Komplett vattenlaboratorium för fälttestning inkl. fotometer, digital titrator och elektrokemiska metoder**

**Mångsidigt och robust**

**Enkel användning med reagenser som är klara att använda**

---

### Specifikationer

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveransomfattning: | VIS-spektrofotometer DR 2800 (LPV422.99.00001), instrumentväska (5838500), reagensväska (5839100), reagenssats (2923200), instrumentsats (2923400) |
| Våglängdsintervall: | 340 nm - 900 nm                                                                                                                                    |