



DR 6000-program för bryggerianalys

Produktnr:

LZW936

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Den extra programvaran LZW936 för bryggerianalys är en sammanställning av alla spektrofotometriska tillämpningar som är relevanta vid bryggerianalys.

Programvaran omfattar 12 bryggerianalyser som bekvämt laddas upp till spektralfotometern via USB. Analyserna baseras på publicerade och observerade bryggmetoder enligt MEBAK och omfattar procedurer och beräkningar för: anthocyanogener, järn, ångflyktiga fenoler, Bitter units (beska), fotometriskt jodvärde, tionbarbitursyrasiffra (TAN), fritt aminokväve, reduktioner, vicinala diketoner.