



DREL Komplett vattenlaboratorium DR 1900

Produktnr:

LZV965

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Bärbart vattenlaboratorium som innehåller spektrofotometer DR 1900, komplett med batterier och kyvetter, instrumentväska, reagens- och apparatväska, reagenssats och instrumentsats.

Idag måste vi kunna utföra analyser var som helst. Det bärbara laboratoriet innehåller allt som behövs för att garantera att noggranna mätningar kan göras.

Även på fältet finns behov av effektiv mätteknik, praktiska tillbehör och reagenser som är klara att använda. Den integrerade arbetsytan gör det möjligt att utföra analyser på ett säkert och enkelt sätt var som helst.

Komplett vattenlaboratorium för fälttestning inkl. fotometer, digital titrator och elektrokemiska metoder

Mångsidigt och robust

Enkel användning med reagenser som är klara att använda

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	280 mm x 533 mm x 290 mm
Garanti :	24 månader
Leveransomfattning:	Det industriella vattenlaboratoriet består av: spektrofotometer DR 1900 (DR1900-02L), instrumentväska (5838500), reagensväska (5839400), reagenssats (232330), reagenssats (2923400)
Våglängdsintervall:	340 nm - 800 nm