



pH-elektrod för standardapplikationer, 10 m fast kabel

Produktnr: LZX472
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Lämplig för pH-mätningar i avloppsreningsverk. Utan inbyggd temperatur givare.

Specifikationer

Applikation:	Wastewater
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ Gel
Garanti :	6 månader
Kabellängd:	10 m fast kabel
Kontakt:	Fixed cable
Längd:	140 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Membran:	Double ring diaphragm, porous PTFE
Neddopningsdjup:	105 mm
Omgivningstemperatur:	0 - 80 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Referenselektrod:	Ag/AgCl
Temperaturgivare:	None
Tryckområde:	3.5 bar