



PHPULPPt100 pH-kombinationselektrod med 5 m fast kabel

Produktnr: LZX475
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

med inbyggd temperaturgivare (Pt100)

Specifikationer

Elektrolyt:	Yttre EPH gel, inre standard gel KCl/AgCl
Garanti :	6 månader
Kabellängd:	5 m Fast kabel
Längd:	300 mm kropp
Material:	Syrafast stål
Mätområde:	0 - 14 pH
Membran:	Yttre EPH gel, inre standard gel KCl/AgCl
Omgivningstemperatur:	-5 - 40 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Specialkommentarer:	Lämplig för användning med 22 mm Inline armatur (LZX 467)
Temperaturgivare:	PT100
Tryckområde:	3,5 bar vid 120° C