



pH-kombinationselektrod med TOP 68 kontakt

Produktnr: LZX546

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LZX546.1

Steriliserbar processselektrod med dubbelt referenssystem för höga temperaturer och tryck och med topp-kontakt TOP68. Utgått ersatts av LZX546.1

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, lämplig för höga temperaturer
Kabelanslutning :	TOP68
Längd:	120 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Membran:	Ring membran, dubbel porös PTFE
Omgivningstemperatur:	-5 - 135 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Temperaturgivare:	PT100
Tryckområde:	34 bar