



Intellical MTC695 dubbel platinaelektrod för AT/KF1000 RedOx-titreringar

Produktnr: MTC69501

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Intellical MTC695 är en platinaprob med dubbla klamrar med inbyggd temperaturgivare. Proben är tillgänglig med en kabel på 1 meter och är avsedd för titrering med Titralab AT1000-serien. MTC695 är perfekt för jodometrisk Redox-titrering med införd ström för att fastställa av fritt och totalt klor, klordioxid och sulfid i vatten, samt svaveldioxid i vinprodukter. Den här proben passar även för bestämning av fukttinnehåll enligt Karl Fischer med TitraLab KF1000-serien.

Specifikationer

Dimension (D x L):	12 mm x 200 mm
Elektrodtype:	Titration
Garanti :	12 månader
Givartyp:	Platinum wires
Kabellängd:	1 m
Längd:	200 mm
Mätområde:	±1200 mV (±200 µA)
Metodtyp:	Dubbel platinaelektrod titration
Parameter:	RedOx-titration
Produktsats:	Modell: MTC695
	Tillbehör ingår: Inga
Sensor material:	Epoxi
Specialfunktioner:	Imposed current Redox Titration
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	-10 - 80 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: RedOx titration
	Minsta provdjup (mm): 10
Vikt :	0,1 kg