



Bägare för kalibrering av elektrod/givare, färglös, 30 mL, 80/ fp

Produktnr:

SM5010

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Färglösa graderade 30 mL plastbägare. Ekonomiska eftersom de säkerställer att optimal mängd buffert används vid kalibreringssteg och förhindrar att operatörer använder för stor mängd buffert. Säkra eftersom förbrukningsvara förhindrar föroreningar. Kan användas för kalibrering av både pH-elektrod och konduktivitetscell.