



Bägare för kalibrering av pH-elektrod, gul, 30 mL, 80/fp

Produktnr:	SM5012
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Färgade och graderade 30 mL plastbägare. Matchar buffertfärgkodningen för att förhindra att operatörer använder fel buffert vid kalibrering. Ekonomiska eftersom de säkerställer att optimal mängd buffert används vid kalibreringssteg och förhindrar att operatörer använder för stor mängd buffert. Säkra eftersom förbrukningsvara förhindrar föroreningar.