



8350 kombinerad pH-givare, 3/4-tum, analog, för prover med fluorid

Produktnr: 08350=C=0004

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Med PPS-hus, 10 m kabel och flytande jordstav. T_{max} 110 °C.

Brett mätområde: 0 till 14 pH

Snabb svarstid för noggrann temperaturkompensering (inbyggd Pt100)

Optimerad livslängd: hög motståndskraft mot förgiftning på grund av dubbla membran

Kemisk beständighet för hus- och kopplingsmaterial, glaskula skyddar mot stötar

Underhållsfri: kombinationsgelelektrod

Specifikationer

Applikation:	Hög temperatur
Drift:	< 2 mV/vecka icke-kumulativ
Elektrolyt:	KNO ₃ och KCl
Garanti :	6 månader
Givargänga:	0,75 " NPT-gänga i båda ändar av givaren
Kabellängd:	10 m
Kontakt:	Fixed cable
Längd:	150 mm
Material:	Givare: glas
Mätområde:	0 - 14 pH, ± 0.05 pH
Membran:	Platt PTFE-koppling
Noggrannhet:	0.05 pH vid 25 °C
Omgivningstemperatur:	Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)
Referenselektrod:	None
Responstid T95:	10 s
Special notes:	Temperaturgivare i kontakt med mediet
Specialkommentarer:	Flytande jordstav
Temperaturgivare:	PT100
Tryckområde:	0 bar vid 80 °C

Vad ingår i leveransen:

8350 pH sensor with protective cap, user manual

Vad finns i förpackningen

8350 pH sensor with protective cap, user manual