



Påfyllningssats med 4 förfyllda kassetter med förmonterade 2952A-membran för A1100, GA2400 och GA2800 EX syregivare

Produktnr:

2952A-A

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Innehåller O-ringar, bomullsfiler och rengöringsverktyg.

Specifikationer

Applikation:	Korrosionskontroll; i produktionslinje för drycker; avluftat vatten
Kompatibla instrument:	A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors
Material:	Membran: ETFE
Membran:	2952A membranes