



Maintenance kit, 2956A & 29026A

Produktnr: 32713

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 32713A

Maintenance Kit for oxygen electrochemical sensors. Includes membranes 2956A, electrolyte 2959GP, mask 29026A, membrane holding ring 29229.01, and tools for sensor maintenance.

Specifikationer

Instrument:	Orbisphere 311xx O ₂ Sensor
Lagringsförhållanden:	Store in a dry place at room temperature
Parameter:	O ₂