



## Orbisphere luminescent oxygen analyser, panel mount, 85-264 VAC

Produktnr: 41G1-P600

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- K1100-KTO-P-MET

The ORBISPHERE G1100 oxygen (O<sub>2</sub>) luminescent sensor with the ORBISPHERE 410 offers a new way of monitoring oxygen in high purity water. This on-line process analyser is designed for use in power generation plants running oxygenated treatment (OT).

**First luminescent sensor for process ppb level oxygen monitoring**

**All the benefits of the LDO technology for the power industry**

**Less than 5 minutes of annual service**

**Low cost of ownership**

**Fully automatic in-situ calibration**