



POCKET Colorimeter II Kolorimeter för COD-analys (högt område)

Produktnr:

5953000V.04

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av kemiskt syrebehov, högt område, med kyvetttester. I väska med batterier och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydlig avläsning: även vid besvärliga förhållanden, tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Garanti :	24 månader
Mätområde:	1000 - 10000 mg/L O ₂ / 150 - 1000 mg/L O ₂
Parameter:	COD HR (lämpar sig för LCK014, 114)
Vad ingår i leveransen:	Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.

Vad finns i förpackningen

Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.