



POCKET Colorimeter II Kolorimeter för fosfatanalys

Produktnr: 5953000V.05

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av fosfat med kyvetttester. I väska med batterier och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Mätområde:	0.5 - 5.0 mg/L PO ₄ -P / 0.05 - 1.5 mg/L PO ₄ -P / 2.0-20.0 mg/L PO ₄ -P
Parameter:	Fosfat (lämpar sig för LCK348, 349, 350)
Vad ingår i leveransen:	Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.

Vad finns i förpackningen

Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.