



Kuddar med reagenspulver, ChromaVer 3, krom, 25 mL, 1000/förp.

Produktnr:

1206628

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1206699

För mätning av sexvärdigt krom med difenylkarbohydrazidmetoden. USEPA-godkänt för rapportering för analyser av avloppsvatten med hjälp av Hach-metod 8023. Område: upp till 0,70 mg/L Cr. Provvolum: 25 mL.

Specifikationer

EPA compliant:	Ja
Metodnamn:	1,5-difenylkarbohydrazid
Plattform:	Powder Pillows