



Pipettfyllare, 3 ventiler

Produktnr:	1218900
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Enkel "1-2-3"-användning. Tryck på ventil 1 för att släppa ut luft i den övre peleusbollen. Tryck på ventil 2 för att dra upp provet. Tryck på ventil 3 för att dispensera. Passar alla pipetter i standardstorlek. Hållbar silikon för lång livslängd. Uppfyller OSHA-kraven. Passar pipetter på upp till 50 mL och har en öppning på 1,4 tum i diameter.

Specifikationer

Volym/förpackningsstorlek:	1 styck
----------------------------	---------