



Nitratstandardlösning, 1000 mg/L, 500 mL

Produktnr:

1279249

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Nitrat, 1000 mg/L ± 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST). 500 mL-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Det är viktigt att alltid kunna lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Kvävenitratstandardlösning som $\text{NO}_3\text{-N}$ (NIST)
Koncentration:	1000 mg/L ± 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL