



Kuddar med reagenspulver, NitraVer 5, nitrat, 5 mL, 50/ förp.

Produktnr:

1403546

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av höga halter av nitrat med NitraVer 5-metoden för kadmiumreduktion. Område: upp till 50 mg/L som nitrat-N. Provstorlek: 5 mL. Förpackning med 50 pulverkuddar.

Specifikationer

Metodnamn:

Kadmiumreduktion

Plattform:

Powder Pillows