



Kuddar med reagenspulver, NitriVer 3, nitrit, 5 mL, 1000/ förp.

Produktnr: 1407828

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1407899

För mätning av nitrit med NitriVer 3-diazotiseringsmetoden. Provvoly: 5 mL. För användning med visuella Hach-testsatser. Område: upp till 0,5 mg/L NO₂-N.

Specifikationer

Metodnamn:	Diazotisation
Plattform:	Powder Pillows