



Buffertpulverkuddar, pH 8,00, 15/fp

Produktnr:

1407995

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

pH-buffertpulverkuddar för kalibrering av pH-elektrod. Varje pulverkudde förbereder 50 mL färsk buffertlösning. Färglös. pH är 8,00 ±0,02 vid 25 °C. Förpackning med 15 pulverkuddar. Förpackning med 15 pulverkuddar

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Nej
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Pulverkuddar
pH Värde(n):	8,00 ±0,02 pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Häll ut förberedd lösning efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	15 st.