



Kuddar med reagenspulver, NitraVer 6, nitrat, 30 mL, 1000/ förp.

Produktnr: 1411928

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1411999

För mätning av nitrat i lågt område med kadmiumreduktionsmetoden. Område: upp till 0,50 mg/L som nitrat-N. Använd med NitraVer 3.
Provvoly: 30 mL.

Specifikationer

Metodnamn:	Kadmiumreduktion
Plattform:	Powder Pillows