



Kuddar med reagenspulver, kalium 3, 1000/förp.

Produktnr: 1432328

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1432399

För mätning av kalium i vatten, jord och växtvävnader med tetrafenylboratmetoden. Hach-metod 8049, provstorlek: 25 mL. Förpackning med 1000 pulverkuddar.

Specifikationer

Metodnamn: Tetrafenylborat

Plattform: Powder Pillows